



Istruzioni per l'uso di NEXThaler®

Pulizia:

Pulire il boccalio dell'inalatore una volta alla settimana con un panno asciutto (senza acqua).

Stoccaggio:

Non conservare sopra i 25°C. Non esporre l'inalatore a un ambiente umido o bagnato.

Inalazione corretta passo dopo passo

1



Apertura

120

Verificare il contatore prima dell'uso. Un valore compreso tra "1" e "120" indica che NEXThaler® contiene ancora dosi.

Prima di usare l'inalatore assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.

Tenere l'inalatore saldamente in posizione verticale. Aprire ora completamente il coperchio (scatto udibile). Espirare il più profondamente possibile.

Nel farlo, evitare di respirare nell'inalatore.

2



Inalazione

Portare l'inalatore alla bocca, chiudendo saldamente il boccalio con le labbra. Fare attenzione a non coprire l'ingresso dell'aria quando si tiene in mano l'inalatore. Inalare con un respiro rapido e profondo. Si udirà un clic.

Non lasciarsi influenzare e continuare a inspirare profondamente.

Quindi togliere l'inalatore dalla bocca e trattenere il respiro per 5-10 secondi o per tutto il tempo possibile senza sforzarsi.

Espirare quindi lentamente. Non respirare nell'inalatore.

3



Chiusura

119

Riportare l'inalatore in posizione verticale e chiudere completamente il coperchio.

Controllare se il contatore di dosi indica una dose in meno. In caso contrario, contattare il medico per valutare la tecnica di inalazione e/o chiedere al farmacista di verificare lo stato del dispositivo. Se è necessaria un'altra dose, ripetere i passi da 1 a 3.