



Istruzioni per l'uso dell'inalatore dosatore

Pulizia:

Pulire l'esterno e l'interno del bocccaglio una volta alla settimana con un panno asciutto (senza acqua).

Stoccaggio:

Non conservare a temperature superiori a 25 °C e non esporre al sole o al gelo.

Inalazione corretta passo dopo passo



Prima di inalare, controllare il contatore di dosi, quindi rimuovere il cappuccio protettivo dal bocccaglio e verificare che quest'ultimo sia privo di corpi estranei.



Espirare lentamente e a fondo – non respirare dentro l'inalatore.



Tenere l'inalatore con il pollice, l'indice o il medio (come raffigurato). Fare aderire le labbra intorno al bocccaglio e inclinare leggermente la testa all'indietro.



Premere la bomboletta con il principio attivo verso il basso per rilasciare lo spray, inspirando profondamente e lentamente attraverso la bocca.




Trattenere il respiro per 5–10 secondi o per tutto il tempo possibile senza sforzarsi. Infine rimuovere l'inalatore dalla bocca.



Espirare lentamente attraverso il naso o le labbra socchiuse (freno labiale). Infilare il cappuccio protettivo e controllare nuovamente il contatore di dosi, che ad ogni spruzzo diminuisce. Per un secondo spruzzo, tenere l'inalatore mezzo minuto circa in posizione verticale e ripetere i passi da 2 a 6.


Pulizia e conservazione

La invitiamo a leggere con attenzione le seguenti informazioni importanti sul funzionamento corretto dell'aerosol dosato Trimbow® che Le è stato prescritto.



Almeno 1 volta alla settimana, subito dopo l'inalazione, pulire il boccaglio con un panno asciutto all'esterno e, con particolare attenzione, all'interno in prossimità dell'ugello di erogazione.

Non utilizzare acqua!



Ugello ostruito



Ugello pulito ✓

In presenza di umidità, il principio attivo beclometasone dipropionato può formare cristalli bianchi insolubili e accumularsi sotto forma di incrostazioni ostinate nell'ugello di erogazione. Tali incrostazioni sono generalmente causate dall'espirazione nell'inalatore, da una pulizia insufficiente del boccaglio di plastica o da una conservazione impropria.



Prima del primo utilizzo, conservare l'aerosol dosato (nonché le confezioni multiple) in frigorifero (2-8 °C).

Dopo il primo utilizzo, conservare l'aerosol dosato in uso a temperatura ambiente (fino a un massimo di 25 °C) e in un luogo il più possibile asciutto. Si raccomanda di non conservarlo in bagno o in cucina e di non riporlo nel frigorifero.

Per ulteriori informazioni dettagliate si prega di consultare il foglietto illustrativo o di rivolgersi al proprio medico o farmacista.

Ha un aerosol dosato grigio?

Un video esplicativo sulla pulizia ottimale è disponibile qui:



Ha un aerosol dosato rosa?

Un video esplicativo sulla pulizia ottimale è disponibile qui:

