



Указания по применению NEXThaler®

Очищение:

1 раз в неделю протирайте мундштук ингалятора сухой тканью (не промывать водой).

Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °C. Не хранить ингалятор во влажной или мокрой среде.

Правильная ингаляция шаг за шагом

1



Вскрытие

120

Перед использованием проверьте счетчик. Значение между «1» и «120» указывает на наличие доз в NEXThaler®.

Перед использованием ингалятора убедитесь, что крышка полностью закрыта.

Крепко держите ингалятор в вертикальном положении. Затем полностью откройте крышку (Вы должны услышать щелчок).

Выдохните как можно глубже. Не дышите в ингалятор.

2



Ингаляция

Направьте ингалятор в рот и плотно зажмите мундштук губами. Обратите внимание на то, чтобы не закрывать воздухозаборник, держа ингалятор. Вдохните быстро и глубоко. Вы услышите щелчок. Не обращайтесь на него внимания, продолжайте глубоко вдыхать.

Извлеките ингалятор изо рта и задержите дыхание на 5–10 секунд или насколько это возможно без усилий.

Медленно выдохните. Не дышите в ингалятор.

3



Завершение

119

Верните ингалятор в вертикальное положение и полностью закройте крышку.

Проверьте, указывает ли счетчик доз на меньшую дозу. Если это не так, проконсультируйтесь с вашим врачом по вопросу оценки техники ингаляции и / или попросите фармацевта проверить состояние устройства. Если Вам требуется еще одна доза, повторите шаги 1–3.